



### Destinazione d'uso

Hyperoil® è una medicazione interattiva che coadiuva la rigenerazione e la riparazione della cute in lesioni acute e croniche che normalmente si risolvono per seconda intenzione. Il prodotto è consigliato per lesioni o alterazioni cutanee superficiali o profonde di varia natura: *ustioni, ferite traumatiche, eczemi, orticaria, eritemi, escoriazioni, emorroidi, fistole, ragadi.*

L'effetto barriera del dispositivo contribuisce a mantenere una corretta idratazione tissutale nella sede della lesione riducendo la formazione dell'escara, mantiene inalterata la crescita batterica e riduce la formazione del cheloide.

### Modalità di applicazione

Pulire la ferita con acqua o fisiologica, applicare una piccolissima quantità di Hyperoil® e massaggiare fino a completo assorbimento. Coprire, se necessario, la ferita con cerotto traspirante o con garza sterile in TNT, in modo che fattori esterni non diano luogo ad infezioni. Ripetere la medicazione quotidianamente fino a completo risanamento.

### Limiti di impiego

Il dispositivo è inefficace su tessuto necrotico se l'ipossia tissutale è minore di 30 mmHg di O<sub>2</sub>.

### Controindicazioni

Nella zona trattata non usare pomate o disinfettanti di nessun tipo contemporaneamente all'utilizzo del prodotto.

L'utilizzo improprio del prodotto può determinare una ritardata o nulla rigenerazione e riparazione tissutale, impedendo il fisiologico processo di guarigione.

Nel caso si verifici un'ipersensibilità ai principi attivi o a uno qualsiasi degli eccipienti è necessario interrompere il trattamento e istituire una terapia idonea.

L'applicazione del dispositivo potrebbe fare insorgere una temporanea sensazione di bruciore, prurito o rossore intorno alla zona lesionata, a vantaggio di una progressiva rivascularizzazione della lesione.

### Avvertenze

- Consente in molti casi di non fare terapia antibiotica locale e/o di accorciare la terapia antibiotica sistemica.
- Evitare l'utilizzo di disinfettanti perché intervengono negativamente sul processo di rigenerazione e riparazione tissutale.
- Il prodotto teme l'aria e la luce. Esporlo all'aria solo il tempo necessario richiudendo bene il contenitore dopo il suo utilizzo.
- Conservare ad una temperatura compresa tra 10°C e 25°C.
- Il prodotto, composto da sostanze naturali di origine vegetale, non è pericoloso per la salute e l'ambiente. Potrebbero insorgere allergie anche se fino ad ora mai rilevate.
- Non ingerire.
- Il dispositivo non è stato sperimentato clinicamente sulle ustioni di 2° e 3° grado.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni di età.
- Data la presenza di Olio di Neem, si sconsiglia l'uso del prodotto in caso di desiderio di concepimento.
- Non utilizzare se la confezione è aperta o danneggiata.
- La data di scadenza riportata sulla confezione si riferisce al prodotto in confezione integro, correttamente conservato.

*NON CONTIENE PARABENI E PETROLATI*

### INCI:

Aqua; Propylene Glycol; Melia Azadirachta Seed Oil; Cyclodextrin; Aroma; Triethanolamine; Phenoxyethanol; Carbomer; Hypericum Perforatum Flower Extract; Benzoic Acid; Dehydroacetic Acid; Sodium Dehydroacetate; Ethylhexylglycerin.

PAO (validità del prodotto dopo l'apertura) **TUBO GEL ..... 12 mesi**



PAO (validità del prodotto dopo l'apertura) **FIALA 5ML GEL ..... 2 mesi**



CONSERVARE AL RIPARO DALLA LUCE SOLARE E DA FONTI DI CALORE	CONSERVARE IN LUOGO ASCIUTTO	CONSERVARE AD UNA TEMPERATURA COMPRESA TRA +XX°C E +YY°C	NON USARE SE LA CONFEZIONE È DANNEGGIATA	MATERIALE RICICLATO E/O RICICLABILE
LOT NUMERO DI LOTTO	REF CODICE PRODOTTO	QUANTITÀ STIMATA	FABBRICANTE	MD DISPOSITIVO MEDICO
DATA ENTRO CUI IL DISPOSITIVO PUÒ ESSERE USATO	LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE	LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PER L'USO	NON STERILE	DOPO L'APERTURA NON DISPENERE NELL'AMBIENTE
			DOPO L'APERTURA NON UTILIZZARE DOPO 1 MESI INDICATI	

COD.INT. ISTSEMP

REV. 0 - MARZO 2024

www.rimos.com



Attenzione: consultare le istruzioni per l'uso

CE 0051



Non disperdere nell'ambiente



**RI.MOS.**  
Medical Products

**SIMPLE  
SKIN LESIONS**

**Hyperoil®**

**Class IIb medical product  
For use on the skin only**



**Use**

Hyperoil® is an interactive dressing that assists skin tissue regeneration and repair in acute and chronic lesions which usually heal by second intention. The product is recommended for superficial or deep skin lesions of various nature: *burns, traumatic wounds, eczema, urticaria, erythema, scrapes, haemorrhoids, fistula, rhagades.*

Barrier effect helps maintaining proper tissue hydration at the site of the lesion reducing eschar formation, keeps bacterial growth unchanged and reduces cheloid formation.

**Method of application**

Clean the wound with water or physiological saline, apply a very small quantity of Hyperoil® and massage it until it is totally absorbed. If necessary, cover the wound with a breathable patch or with TNT sterile gauze so that external factors do not cause infections. Repeat the medication daily, until complete restoration.

**Limits to use**

The product is not effective on necrotic tissue if tissue hypoxia is less than 30 mmHg di O<sub>2</sub>.

**Contraindications**

Do NOT use the product on the treated area at the same time as other ointment or disinfectants of any type. Improper use of the products can cause a delay or absence of tissue repair and regeneration, impeding the healing process. In the event of hypersensitivity to the active ingredients or excipients in the product, treatment must be discontinued and a suitable alternative therapy implemented. The application of the products may lead to the onset of a temporary sensation of burning, itching or reddening around the damaged area, this favours a gradual revascularisation at the site of the lesion.

**Warnings**

- In most cases, it allows for avoiding the use of local antibiotic treatment and/or the shortening of systemic antibiotic treatment.
- Avoid the use of disinfectants as they can have a negative effect on the tissue regeneration and repair process.
- Keep the product air-tight and in the dark. Expose it to the air only for the amount of time necessary and seal the container properly after use.
- Store at temperature between +10°C and +25°C.
- The product is made of natural vegetable substances and is NOT dangerous for the health or the environment.
- Allergies that have not previously been noted can develop.
- Do not ingest.
- The product has not been clinically tested on 2nd and 3rd degree burns.
- Keep out of the reach of children under three years of age.
- Due to the presence of Neem Oil, this product is not suitable for those intending to conceive.
- Do not use if the packaging is open or damaged.
- The expiry date indicated on the package refers to the product in intact packaging, correctly preserved.

*PETROLATUM AND PARABEN FREE*

**INCI:**

Water; Propylene Glycol; Melia Azadirachta Seed Oil; Cyclodextrin; Aroma; Triethanolamine; Phenoxyethanol; Carbomer; Hypericum Perforatum Flower Extract; Benzoic Acid; Dehydroacetic Acid; Sodium Dehydroacetate; Ethylhexylglycerin.

**PAO (period after opening) GEL TUBE ..... 12 months**



**PAO (period after opening) 5ML GEL VIAL ..... 2 months**



KEEP AWAY FROM DIRECT SUNLIGHT	STORE IN A COOL DRY PLACE	STORE AT TEMPERATURE BETWEEN +XX°C AND +YY°C	DO NOT USE IF PACKAGE IS DAMAGED	RECYCLED AND/OR RECYCLABLE MATERIAL
BATCH CODE	PRODUCT CODE	ESTIMATED QUANTITY	MANUFACTURER	MEDICAL DEVICE
DATE BY WHICH THE PRODUCT CAN BE USED	CAREFULLY READ THE PRECAUTIONS	CAREFULLY READ THE INSTRUCTIONS FOR USE	NON STERILE	AFTER USE DO NOT DISPOSE OF INTO THE ENVIRONMENT
				AFTER OPENING DO NOT USE BEYOND THE MONTHS SHOWN

COD.INT. ISTSEMP

REV. 0 - MARZO 2024

[www.rimos.com](http://www.rimos.com)

**Warning: consult instructions for use**

**CE** 0051

**Please dispose of carefully after use**